



Opis

Soczewki PRECISION1 for ASTIGMATISM



Dla tych, co lubią mieć oko na wszystko

Soczewki kontaktowe PRECISION1 zostały stworzone dla tych, którzy chcą zacerpnąć z życia więcej wolności i niezależności oraz cieszyć się długotrwałym komfortem przez cały dzień^{1,2}.

Witaj w życiu z PRECISION1 for Astigmatism

Gdy tylko zaczniesz je nosić, cały świat stanie przed Tobą otworem. Doświadczaj wolności i odkryj nową jakość swoich aktywności – bez ograniczeń, bez okularów. Złap ostrość na to, co sprawia Ci przyjemność.



Precyzyjne widzenie



Długotrwały komfort



Łatwość użytkowania

Precyzyjne widzenie¹

Żyj bez ograniczeń, wybierając jednodniowe soczewki kontaktowe PRECISION1. Ciesz się perfekcyjnym widzeniem przez cały dzień. Te genialne maleństwa pozwolą Ci otworzyć się na nowe możliwości!

Długotrwały komfort²


Dzięki w pełni oddychającej, silikonowo-hydrożelowej powierzchni, te soczewki dają niezaprzeczalne poczucie komfortu, zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom soczewek kontaktowych.

Łatwość użytkowania¹

Ze swoim perfekcyjnie dopasującym się kształtem, jednodniowe soczewki kontaktowe PRECISION1 są łatwe do noszenia i z łatwością można je pokochać, a potem już nigdy nie oglądać się za siebie.

Technologia SMARTSURFACE

Trwała, ultra cienka, wysoce wydajna warstwa nawilżająca na powierzchni soczewki składa się z ponad 80% z wody – dla większego nawilżenia soczewki i Twojego komfortu².



CECHY

Precyzyjne widzenie i niezawodny komfort dla pacjentów z astygmatyzmem³.

Stabilne widzenie i użytkowanie⁴.

Bloker UV klasy I⁵.

KORZYŚCI

Soczewki PRECISION1TM for ASTIGMATISM zawierają tę samą co soczewki sferyczne technologię SMARTSURFACE, która wspomaga stabilny film łzowy⁶, mający zasadnicze znaczenie dla jakości widzenia i komfortu, szczególnie w przypadku osób noszących soczewki kontaktowe⁴.

W soczewkach PRECISION1TM for ASTIGMATISM wykorzystano sprawdzoną technologię stabilizacji PRECISION BALANCE 8|4.

Bloker UV klasy I zastosowany w soczewkach PRECISION1TM for ASTIGMATISM pomaga chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym⁶.

PRECISION1 for Astigmatism

Material: Verofilcon A

Podbarwienie: VISITINT

Dk/t @-3.00D: 90

Uwodnienie: 51%

Krzywizna bazowa BC (mm): 8.5

Średnica (mm): 14,5

Moce sferyczne (D): Plano do -6.00D (co 0.25D)

Moce cylindryczne: -0,75, -1,25, -1,75

Osie: 90° & 180° ± 20° co 10°

Grubość centralna (mm): 0,1 @ (-3.00 mm, D)


Dodatkowe właściwości: Bloker UV klasy I (90% of UVA, 99% of UVB)

Tryb wymiany: jednodniowy

Tryb noszenia: dzienny

Wielkość opakowania: 30 sztuk

ZAKŁADANIE SOCZEWEK



ZDEJMOWANIE SOCZEWEK



Piśmiennictwo:

1. Grant T., Porównanie nowych, dziennych, silikonowo hydrożelowych soczewek jednodniowych do bazujących na HEMIE (v 1.0) REF 09534
2. Cummings S., Wyniki kliniczne nowych jednodniowych, sferycznych soczewek kontaktowych (v.1.0) REF 05935.
3. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical lens. Optom Vis Sci. 2019; 96: Eabstract 195375.
4. Dane Alcon, 2019.
5. PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study. Dane Alcon, 2019.
6. American Optometric Association. UV protection with contact lenses. <https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/uv-protection/uv-protection-with-contact-lenses>. Accessed 20 May, 2020.

* Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie zastępują okularów ochronnych z filtrem UV, takich jak gogle lub okulary przeciwsłoneczne, ponieważ nie zakrywają całkowicie oka i okolic (z IFU: 93% rzeczywistego pomiaru dla blokowania UVA).

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych.

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych zwdkłań. Jeżeli pojawi się jakiegokolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.⁹

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:

- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czymś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym - uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawiają się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę, a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

⁹Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.