



## Opis

### Soczewki PRECISION1



#### Dla tych, co lubią mieć oko na wszystko

Soczewki kontaktowe PRECISION1 zostały stworzone dla tych, którzy chcą zaczerpnąć z życia więcej wolności i niezależności oraz cieszyć się długotrwałym komfortem przez cały dzień<sup>1,2</sup>.

#### Witaj w życiu z PRECISION1

Gdy tylko zaczniesz je nosić, cały świat stanie przed Tobą otworem. Doświadczaj wolności i odkryj nową jakość swoich aktywności – bez ograniczeń, bez okularów. Złap ostrość na to, co sprawia Ci przyjemność.



Precyzyjne widzenie



Długotrwały komfort



Łatwość użytkowania

#### Precyzyjne widzenie<sup>1</sup>

Żyj bez ograniczeń, wybierając jednodniowe soczewki kontaktowe PRECISION1. Ciesz się perfekcyjnym widzeniem przez cały dzień. Te genialne maleństwa pozwolą Ci otworzyć się na nowe możliwości!

#### Długotrwały komfort<sup>2</sup>


Dzięki w pełni oddychającej, silikonowo-hydrożelowej powierzchni, te soczewki dają niezaprzeczalne poczucie komfortu, zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom soczewek kontaktowych.

#### Łatwość użytkowania<sup>1</sup>

Ze swoim perfekcyjnie dopasowującym się kształtem, jednodniowe soczewki kontaktowe PRECISION1 są łatwe do noszenia i z łatwością można je pokochać, a potem już nigdy nie oglądać się za siebie.

#### Technologia SMARTSURFACE

Trwała, ultra cienka, wysoce wydajna warstwa nawilżająca na powierzchni soczewki składa się z ponad 80% z wody – dla większego nawilżenia soczewki i Twojego komfortu<sup>2</sup>. Technologia SMARTSURFACE pomaga wspierać stabilny film łzowy, który jest ważny dla jakości widzenia i komfortu.



#### CECHY

Precyzyjne widzenie i niezawodny komfort<sup>3</sup>.

Łatwość użytkowania<sup>4</sup>.

Blokier UV klasy I<sup>5</sup>.

#### KORZYSCI

Technologia SMARTSURFACE wspomaga stabilny film łzowy<sup>3</sup>, który ma zasadnicze znaczenie dla jakości widzenia i komfortu, szczególnie w przypadku osób noszących soczewki kontaktowe<sup>6</sup>.

Problemy z manipulacją to jedna z głównych przyczyn porzuceń soczewek kontaktowych. Soczewki PRECISION1 są łatwe w użytkowaniu<sup>4</sup>, co pozwala na ograniczenie liczby porzuceń soczewek przez pacjentów.

Blokier UV klasy I zastosowany w soczewkach PRECISION1 pomaga chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym<sup>7</sup>.

#### PRECISION1 SFERYCZNE

**Material:** Verofilcon A

**Podbarwienie:** VISITINT

**Dk/t @-3.00D:** 100

**Uwodnienie:** 51%  
**Krzywizna bazowa BC (mm):** 8.3

**Średnica (mm):** 14,2

**Moce sferyczne (D):** -0,50 do -6,00 co 0,25; -6,50 do -12,00 co 0,50; +0,50 do +6,00 co 0,25; +6,50 do +8,00 co 0,50

**Grubość centralna (mm):** 0,09 @ (-3,00 mm, D)


**Dodatkowe właściwości:** Blokier UV klasy I ( 90% of UVA, 99% of UVB)

**Tryb wymiany:** jednodniowy

**Tryb noszenia:** dzienny

**Wielkość opakowania:** 30 sztuk

#### ZAKŁADANIE SOCZEWEK



#### ZDEJMOWANIE SOCZEWEK



#### Piśmiennictwo:

- Grant T., Porównanie nowych, dziennych, silikonowo hydrożelowych soczewek jednodniowych do bazujących na HEMIE (v 1.0) REF 09534
- Cummings S., Wyniki kliniczne nowych jednodniowych, sferycznych soczewek kontaktowych (v.1.0) REF 05935. ©2021 Alcon
- Grant T, Tang A. A survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new Smart-Surface silicone hydrogel daily disposable contact lens. Clin Optom. 2020; 12: 9-15.
- Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019; 96: Eabstract 195375.
- PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study; Dane Alcon, 2019.
- Dane Alcon, 2019.
- American Optometric Association. UV protection with contact lenses. <https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/uv-protection/uv-protection-with-contact-lenses>. Accessed 20 May, 2020.

\* Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie zastępują okularów ochronnych z filtrem UV, takich jak gogle lub okulary przeciwsłoneczne, ponieważ nie zakrywają całkowicie oka i okolic (IFU: 93% rzeczywistego pomiaru dla blokowania UVA).

**Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych.**

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się jakiegokolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.<sup>9</sup>

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:

- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czymś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym - uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawiają się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę, a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

<sup>9</sup>Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.