



Opis



OPTI-FREE PureMoist

Płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych

Optymalny dla wszystkich soczewek silikonowo-hydrożelowych^{1,2}.

CHARAKTERYSTYKA

Opracowany specjalnie z myślą o soczewkach silikonowo-hydrożelowych, wielofunkcyjny płyn dezynfekujący z formułą HydraGlyde czyści, odświeża, dezynfekuje, usuwa osady lipidowe i białkowe oraz służy do spłukiwania i przechowywania wszystkich soczewek miękkich^{1,3,4}.

OPTI-FREE PureMoist zawiera POLYQUAD i ALDOX, które przewyższają wymagania ISO w zakresie dezynfekcji⁵.

Zastrzeżona formuła HydraGlyde Moisture Matrix wiąże się z soczewką, tworząc na niej otoczkę nawilżenia^{1,6,7}.

Czas przydatności do użycia przez 6 miesięcy od otwarcia jest znacząco dłuższy niż dla większości innych płynów pielęgnacyjnych do soczewek¹.

Badania potwierdziły, że płyn OPTI-FREE PureMoist zapewnia pacjentom komfortowe użytkowanie soczewek do 16 godzin^{1,6}.

KORZYŚCI


Bezpieczeństwo: Wysoce skuteczna biokompatybilna dezynfekcja. Świetny dla użytkowników, którym zdarza się zapomnieć o czyszczeniu mechanicznym i spłukiwaniu swoich soczewek⁵.

Nawilżenie: Wielofunkcyjny płyn dezynfekujący OPTI-FREE PureMoist jest jedynym płynem pielęgnacyjnym do soczewek, który zapewnia im nawilżenie do 16 godzin^{1,6}.

Komfort: Jedynie OPTI-FREE PureMoist ma formułę HydraGlyde Moisture Matrix – innowacyjny system nawilżający, który działa niezależnie od łez i przenosi nawilżenie z płynu do oka pacjenta.

Skuteczność: Redukuje ilość osadzających się lipidów i usuwa osady białkowe^{1,3,4}.

Płyn OPTI-FREE PureMoist zapewnia **WYJĄTKOWY KOMFORT** i redukuje suchość na koniec dnia^{8,9}.



■ Dotychczasowy płyn
■ Płyn OPTI-FREE® PureMoist®

Procent użytkowników zgadzających się z danym stwierdzeniem w ogólnoswiatowym badaniu porównawczym z dotychczasowymi płynami, z udziałem 10 610 pacjentów. Dane Alcon, 2012.

INFORMACJE TECHNICZNE

Rodzaj: Wielofunkcyjny

Nawilżenie: HydraGlyde Moisture Matrix

Czyszczenie: Cytryniany/Tetronic 1304

Czynnik chelatujący: EDTA

Podwójny system dezynfekcji: Polyquad, Aldox

Okres trwałości: 6 miesięcy po otwarciu opakowania

Wielkość opakowania: 300 ml, 90 ml



Piśmiennictwo:

- Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's CLs. Optician. 2011; 241(6296): 42-46.
- Davis J, Ketelson HA, Shows A, Meadows DL. A lens care solution designed for wetting silicone hydrogel materials. Plakat prezentowany na ARVO, maj 2010; Fort Lauderdale, FL.
- Subbaraman L, Walther H, Kay L, Jones L. In vitro efficiency of contact lens care solutions in removing cholesterol deposits from silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2013; 36(Suppl 2): e41.
- Badania in vitro z pomiarami ilości osadów cholesterolowych na 6 różnych markach soczewek, przed czyszczeniem i po czyszczeniu za pomocą 6 różnych ogólnie dostępnych na rynku płynów pielęgnacyjnych. Testowanymi materiałami były lotrafilcon A, lotrafilcon B, lotrafilcon B toric, comfilcon A, senofilcon A, balafilcon A. Dane Alcon, 2012.
- Rosenthal R, Sutton S, Schlech B. Review of standards for evaluating the effectiveness of contact lens disinfectants. PDA J Pharm Sci And Tech. 2002; 56(1): 37-50.
- Campbell R, Kame G, et al. Clinical benefits of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens users. Eye & Contact Lens. 2012; 38(2): 93-101.
- Senchyna M, et al. Characterization of a Multi-Purpose Solution Designed for Silicone Hydrogel Materials. Plakat prezentowany na ARVO, maj 2010.
- Lemp, J, Kern J. U.S. Survey of User Satisfaction with a New Multi-Purpose Disinfecting Solution. Optometry. 2012; 83(7): 8.
- Wyniki długoterminowego badania ogólnoswiatowego; podsumowanie na dzień 25 października 2012. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w bezpłatne próbki płynu OPTI-FREE® PureMoist® do stosowania przez 2 tygodnie i poproszeni o porównanie go z ich wcześniejszym płynem do pielęgnacji soczewek; dane Alcon, 2012.

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych.

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się jakiegokolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.*

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:

- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czymś imieniu, upewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania soczewek kontaktowych zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym - uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawiają się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę, a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przed zezwoleniem,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.