



Opis



OPTI-FREE Replenish

Płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych

Codziennie odświeża powierzchnię soczewki.

CHARAKTERYSTYKA


Wielofunkcyjny płyn dezynfekujący OPTI-FREE Replenish z formułą TearGlyde czyści, odświeża, dezynfekuje oraz służy do spłukiwania i przechowywania soczewek.

Zastrzeżony system odświeżający TearGlyde zapewnia długotrwałe utrzymanie stałego nawilżenia¹⁻³.

OPTI-FREE Replenish zawiera również POLYQUAD, związek konserwujący wolny od biguanidów, który zapewnia biokompatybilną dezynfekcję soczewek silikonowo-hydrożelowych i innych soczewek miękkich⁴⁻⁶.

Kompatybilny z soczewkami hydrożelowymi oraz silikonowo-hydrożelowymi^{1,2}.

Czas przydatności do użycia przez 6 miesięcy od otwarcia jest znacząco dłuższy niż dla większości innych płynów pielęgnacyjnych do soczewek.



KORZYŚCI

Komfort: TearGlyde odświeża w nocy powierzchnię soczewki, aby utrzymać jej nawilżenie dla komfortu użytkowania i uczucia świeżości¹.

Skuteczność: OPTI-FREE Replenish działa w synergii z filmem łzowym w celu ułatwienia utrzymania warstwy nawilżenia z naturalnych łez na powierzchni soczewki^{1,2}.

Niezawodność: Ulepszona formuła dezynfekująca, która jest kompatybilna z soczewkami silikonowo-hydrożelowymi i innymi miękkimi. Zabija bakterie, które mogą powodować infekcje oczu^{5,6}.

Delikatność: Sprawdzony delikatny związek czyszczący usuwa osady białkowe, dzięki czemu soczewki są świeże i komfortowe przez cały dzień^{2,7}.

INFORMACJE TECHNICZNE

Rodzaj: Wielofunkcyjny

Nawilżenie: TearGlyde

Czyszczenie: C9-ED3A/Tetronic 1304*

Podwójny system dezynfekcji: Polyquad, Aldox

Okres trwałości: 6 miesięcy po otwarciu opakowania

Wielkość opakowania: 300 ml, 120 ml



Nawilżenie utrzymane na soczewce



Piśmiennictwo:

1. Campbell R, et al. Clinical benefits of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens users. *Eye & Contact Lens*. 2012; 38(2): 93-101.
2. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's contact lenses. *Optician*. 2011; 241(6296): 42-46.
3. Meadows D, et al. Clinical Ex Vivo Wettability of Traditional and Silicone Hydrogel Soft Contact Lenses. Plakat prezentowany na BCLA, maj 2006; Birmingham, UK.
4. Epstein A. Understanding and Managing Risk in Contact Lens Wear. *Contact Lens Spectrum*, March 2009.
5. Corbin GS. A multicenter investigation of OPTI-FREE Replenish multi-purpose disinfecting solution impact on soft contact lens patient comfort. *Clinical Ophthalmology*. 2010; 4: 47-57.
6. Santos L. Lens material and formulation of multipurpose solutions affects contact lens disinfection. *Contact Lens & Anterior Eye*. 1022; 34: 179-182.
7. Stiegemeier MJ, Cedrone R, Evans D, et al. Clinical performance of 'no rub' multi-purpose solutions. *Cont Lens Anterior Eye*. 2004; 27(2): 65-74.

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych.

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się jakiegokolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.*

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:

- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czyimś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym - uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawiają się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę, a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.